

■ Patiënteninformatie ruimtegebrek in de bovenkaak/spin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
—
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Werking

In een normale relatie tussen boven / onderkaak staan de kiezen van de onderkaak binnen de kiezen van de bovenkaak. Bij uw kind is dit niet het geval, maar dit kan verholpen worden.



Om ernstiger afwijkingen te voorkomen is het plaatsen van een apparaatje in de bovenkaak noodzakelijk. Het wordt vastgezet of gelijmd aan de kiezen. Soms wordt het ook verankerd aan de bandjes die om de kiezen worden geschoven.

Midden op het verhemelte zit een schroef die iedere dag **tweemaal** gedraaid moet worden, net zo ver totdat het volgende gaatje zichtbaar wordt.

Op de tel strook aan de linkerkant van deze instructie, kunt u de vorderingen bijhouden. Door dit uitdraaien van de schroef wordt de bovenkaak betrekkelijk snel breder en kunnen er ruimtes ontstaan tussen de voortanden.

Wennen

Meestal is het uitdraaien wat pijnlijk, soms wat heviger, maar van korte duur. Een pijnstillertje is zelden nodig. Raadpleeg bij ongerustheid uw orthodontist. Misschien moet het tempo van uitdraaien gewijzigd worden of de mate van uitdraaien.

Nadat het eindresultaat bereikt is, dient het apparaat nog ongeveer 6 maanden op zijn plaats te blijven, zodat de nieuwe gebitssituatie zich kan stabiliseren.

Schoonhouden

Zorgt u voor een goede mondhygiëne, want voedsel blijft makkelijk onder of boven het apparaatje zitten.